

山口大学医学部附属病院 放射線科 御中

島津メディカルシステムズ株式会社  
サービス品質推進室



## 作業確認報告書(サービス品質確認完了のお知らせ)

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、2024年6月3日に山口営業所が実施いたしましたサービス作業について報告します。

サービスレポートと作業前後の写真の確認をいたしましたので記載いたします。

対象作業の内容については、当日のサービスレポートを同送していますのでご確認お願いいたします。

### 確認内容

設置室名	脳血管撮影室
ご納入システム	BRANSIST safire B12
確認結果	<input checked="" type="checkbox"/> 作業前のセキュリティシールの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 作業後のセキュリティシールの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 作業後の X 線高電圧発生器キャビネットの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 今回の作業で部品を交換しておりません。
備考	

今回の作業のアンケートへのご協力をお願いいたします。




アンケートサイト QR コード



PC からはこちら

[https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi-bin/MailDeliver.cgi?CFGFILE=ms\\_a&r\\_no=O3X240139&key=ddcc13810cbbe2986fb3d8c5ff15d656](https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi-bin/MailDeliver.cgi?CFGFILE=ms_a&r_no=O3X240139&key=ddcc13810cbbe2986fb3d8c5ff15d656)

【確認報告書別紙】

作業前セキュリティシール拡大	作業後セキュリティシール拡大
	
作業後対象キャビネット内部	交換した部品
	

山口大学医学部附属病院

放射線科 御中

お客様署名
-------

報告書作成日	2024/06/03
受付番号	C8X240139
受付日時	2024/06/03 12:56
作業日	2024/06/03(月)
作業日区分	平日作業
責任者	

システム名	BRANSI ST safire B12
装置名	
設置室名	脳血管撮影室
S/N	
保証期間	<input type="checkbox"/> 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 保守契約 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償

作業日	担当者	開始時刻	終了時刻
2024/06/03	池田 耕治	09:30	13:15
2024/06/03	赤岩 拓未	09:00	13:15

作業名 X線撮影装置 保守点検	結果 完了
-----------------	-------

血管造影システムの保守点検作業を実施致しました。

点検報告書に従い、点検および調整を行い問題が無い事を確認しております。

特記事項として

- 各処理装置のデフラグを実施
- 画像処理装置上の患者情報の削除  
(3月以前の患者画像と全テスト撮影画像が対象)
- ベッド天板ブレーキ解除スイッチの押し込み動作改善
- FPD、管球冷却水補充(補充後の蓋閉め確認済)

以上を実施致しました。

検証(有効性及び安全性) 上記の通り確認した 検証不要作業

備考  
後日、他装置の点検作業終了後に報告書を提出致します。

部品名	数量	備考

外注作業名	会社名	備考

毎度格別のご高配を賜り厚く  
お礼申し上げます。  
ご用命頂きました作業は、  
左記の通り実施いたしました。  
ご確認くださいようお願い申し上げます。

島津メディカルシステムズ株式会社

修理連絡先: カスタマーサポートセンター  
TEL 0120-524-333

中四国支店  
〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-15-16  
TEL 086-245-0888 FAX 086-245-0905

技術センター  
TEL 086-245-7901 FAX 086-245-0921

岡山営業所  
TEL 086-245-7710 FAX 086-245-7730

広島営業所  
TEL 082-536-3411 FAX 082-536-2151

福山出張所  
TEL 084-927-3136 FAX 084-927-3129

山口営業所  
TEL 0839-74-0220 FAX 0839-73-3922

島根営業所  
TEL 0853-73-3844 FAX 0853-73-3845

鳥取営業所  
TEL 0859-32-5696 FAX 0859-32-5764

愛媛営業所  
TEL 089-924-9822 FAX 089-924-9950

香川営業所  
TEL 087-834-7125 FAX 087-834-7119

徳島営業所  
TEL 088-622-6932 FAX 088-622-6714

高知営業所  
TEL 088-880-1480 FAX 088-880-1482