

〒755-0067
宇部市南小串1-1-1

お客様用
SERVICE REPORT (納品書)

島津メディカルシステムズ株式会社
管理番号 1863494 Ver 4.0

山口大学医学部附属病院

放射線科 御中

お客様署名

報告書作成日	2023/12/04
受付番号	03X230487
受付日時	2023/12/04 09:48
作業日	2023/12/04(月)
作業日区分	平日作業
	責任者

システム名	BRANSIST safire B12		
装置名			
設置室名	脳血管撮影室		
S / N			
保証期間	内	外	保守契約 有 無 有償 無償

作業日	担当者	開始時刻	終了時刻
2023/12/04	池田 耕治	09:30	14:30
2023/12/04	伊藤 盛雄	09:30	14:00

作業名 X線撮影装置 保守点検	結果 完了
-----------------	-------

保守点検作業 実施
X線出力校正 (撮影および透視・・・F/L)
冷却水補充・・・補充後 作業チェック
撮影台 (KS-70) アンカー増し締め
駆動部 グリスアップ・ブレーキ部クリーニング
フィルタクリーニング
バックアップファイル作成 (ACQ,REF,sideStation,3DWS,MH,UD)
システム時刻合わせ
各、電源電圧測定
各、PC デフラグ実施
画質確認
検証 (有効性及び安全性) 上記の通り確認した 検証不要作業
備考

部品名	数量	備考

外注作業名	会社名	備考

毎度格別のご高配を賜り厚く
お礼申し上げます。
ご用命頂きました作業は、
左記の通り実施いたしました。
ご確認くださいようお願い申し上げます。

島津メディカルシステムズ株式会社

修理連絡先: カスタマーサポートセンター
TEL 0120-524-333

中四国支店
〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-15-16
TEL 086-245-0888 FAX 086-245-0905

技術センター
TEL 086-245-7901 FAX 086-245-0921

岡山営業所
TEL 086-245-7710 FAX 086-245-7730

広島営業所
TEL 082-536-3411 FAX 082-536-2151

福山出張所
TEL 084-927-3136 FAX 084-927-3129

山口営業所
TEL 0839-74-0220 FAX 0839-73-3922

島根営業所
TEL 0853-73-3844 FAX 0853-73-3845

鳥取営業所
TEL 0859-32-5696 FAX 0859-32-5764

愛媛営業所
TEL 089-924-9822 FAX 089-924-9950

香川営業所
TEL 087-834-7125 FAX 087-834-7119

徳島営業所
TEL 088-622-6932 FAX 088-622-6714

高知営業所
TEL 088-880-1480 FAX 088-880-1482