

クリーンベンチ

現場検査報告書

納入先	: 山口大学	御中
納入場所	: 2F 薬剤部 薬品保管室	
型式	: PAU — 1600CNT	
製造番号	: 3141-01591-CB101277TK	
検査日	: 2024 年 6 月 10 日	
検査電源	: AC100V 1Φ 60 HZ	

HEPAフィルタ交換

実施日	: 2024 年 6 月 10 日
-----	-------------------

特記事項

・性能検査前に、プレフィルタ・HEPAフィルタ交換を実施致しました

日本無機社製	プレフィルタ : DS-300-Z-REA-12、350×400	2枚
--------	----------------------------------	----

日本無機社製	HEPAフィルタ : ATM-21-Q-A、610×760×150	2台
--------	-----------------------------------	----

現場検査実施項目

検査項目	判定基準	判定
動作チェック	各項目において正常に動作する事を確認する。	合格
風速測定	規定値を満たしている事を確認する。 規定風速 0.50 m/s以上	合格
HEPAフィルタ性能試験	0.3 μ mの粒子において、HEPAフィルタから粉塵の連続的な漏れが無いかを確認する。	合格
清浄度試験	キャビネット作業空間の清浄度が基準(クラス100)を満たしている事を確認する。	合格
総合判定	実施検査項目の全てにおいて不備がない事を確認する。	合格

検査員: 國矢田 隼、高原 洋平

ご報告

- 機器の性能維持及び使用者の安全の為、年に一度の保守点検と3年に一度程度のHEPAフィルタの交換をお薦め致します。

※ 項目別詳細結果は次ページ以降に添付